

NSK
Create it



Offres Promotionnelles

DU 1^{ER} SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

À NE PAS MANQUER

Moteur de chirurgie
Surgic Pro 2

Nouvelle turbine
Ti-Max Z Micro

... ET PLEINS D'AUTRES OFFRES !





Chère cliente, cher client,

Je suis heureux de vous présenter pour ce dernier trimestre l'ensemble de nos produits. Des nouveautés toujours plus performantes : la turbine Z micro à tête mini dotée d'une puissance maxi ainsi que notre nouveau moteur de chirurgie le Surgic Pro 2.

Celui-ci allie la sécurité légendaire de nos moteurs à une nouvelle connectivité sans fil ultra innovante.

Plus que des produits, nous nous engageons également à vous offrir des services voués à vous faciliter le quotidien : tests gratuits et sans engagement de tous nos produits, formations pratiques, NSKare... Vous l'aurez compris, la satisfaction client est notre motivation numéro 1. Après cette période de pandémie éprouvante, il nous tarde de vous retrouver enfin lors de la prochaine édition de l'ADF et de pouvoir échanger ensemble.

D'ici là, prenez soin de vous.



Thierry Guillard
Directeur Général NSK France

FAITES LE CHOIX D'UN DISTRIBUTEUR AGRÉÉ NSK

Nous collaborons avec des professionnels reconnus dans le milieu dentaire. Cette sélection vous assure que votre distributeur est formé à nos produits régulièrement, en lien étroit et continu avec nos équipes et surtout expert pour la mise en main de vos nouveaux produits, pour l'entretien et la maintenance.

Avec plus de 250 distributeurs en France et en Belgique, il y en a forcément un près de chez vous.

Retrouvez la liste exhaustive des distributeurs NSK en fin de brochure et sur notre site www.nsk.fr.




RENCONTRONS-NOUS À L' ADF 2021

DU MERCREDI 24
AU SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

STAND 2M17

Venez nous rencontrer et profiter d'offres exceptionnelles, découvrir nos innovations et tester nos produits.

NOUS ESPÉRONS VOUS RETROUVER POUR CETTE ÉDITION !



Les turbines

Ti-Max Z micro **NOUVEAU**

TÊTE MINI - PUISSANCE MAXI

- 20 Watts de puissance
- Tête orientée à 100° pour faciliter l'accès au secteur postérieur
- Corps léger en titane pour une meilleure prise en main
- Fonction Quick Stop qui permet l'arrêt de la rotation en une seconde

MODÈLE **Z micro** RÉF. **PA2357**

MODÈLE **Z micro KL** RÉF. **PA2358**

MODÈLE **Z micro SL** RÉF. **PA2359**

1.020€

1.637€

 **Garantie 24 mois**

Raccords disponibles : NSK, Kavo® et Sirona®.



Ti-Max Z

LED



Tous les instruments de cette page sont éligibles au service de réparation NSKare et au prêt gratuit.

NSKare

**PUISSANTES
LÉGÈRES
SILENCIEUSES**

- Jusqu'à 26 Watts de puissance pour un traitement plus rapide
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en titane pour plus de légèreté
- Revêtement Duragrip résistant aux abrasions et aux rayures
- Quadruple spray

 **Garantie 24 mois**



Tête mini pour la Z800 L
Dimensions : 10.8 x H12.1 mm

Tête standard

Z900L RÉF. **P1111**

Z900KL RÉF. **P1113**

Z900SL RÉF. **P1115**

Z900BL RÉF. **P1117**

Z900WL RÉF. **P1121**

Tête mini

Z800L RÉF. **P1110**

Z800KL RÉF. **P1112**

Z800SL RÉF. **P1114**


Z800BL RÉF. **P1116**

Z800WL RÉF. **P1120**

1.020€

1.637€

Raccords disponibles : NSK®, Bien-Air®, W&H®, Kavo®, Sirona®.



Accès facilité avec sa tête orientée à 100°

L'accès est simplifié lors des soins dans le secteur postérieur, sans aucun contact avec les dents antérieures.



Comparaison avec le Ti-Max Z800L

OFFRE

**POUR L'ACHAT DE
2 TURBINES Z AU CHOIX :**

- 1 AN DE GARANTIE supplémentaire offert
- UN RACCORD NSK pour **10€** seulement



Les turbines

S-Max M



PUISSANTES
FIABLES
ERGONOMIQUES

- Jusqu'à 26 Watts de puissance pour un traitement plus rapide
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en acier inoxydable, robuste et anticorrosif
- Quadruple spray

Garantie 24 mois

Tête standard

M900L RÉF. **P1254**
M900KL RÉF. **P1258**
M900SL RÉF. **P1262**
M900BL RÉF. **P1264**
M900WL RÉF. **P1266**

Tête mini

M800L RÉF. **P1253**
M800KL RÉF. **P1257**
M800SL RÉF. **P1261**
M800BL RÉF. **P1263**
M800WL RÉF. **P1265**

687€
963€

Existent en version non lumière
(sauf Bien-Air® & Sirona®)

S-Max Pico




VISIBILITÉ OPTIMALE
TÊTE ULTRA MINI

- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Spray et barreau de Quartz pour un refroidissement et un éclairage du champ opératoire optimales
- Corps en acier inoxydable, robuste et anticorrosif
- Fraises à mandrin court

Garantie 24 mois

Comparatif entre deux tailles de tête



Tête ultra mini S-Max Pico

Tête standard

S-MAX PICO RÉF. **P1140**
S-MAX PICO KL RÉF. **P1142**
S-MAX PICO SL RÉF. **P1143**
S-MAX PICO BLED RÉF. **P1144**
S-MAX PICO WLED RÉF. **P1145**

795€
997€

Raccords disponibles : NSK®, Bien-Air®, W&H®, Kavo®, Sirona®.

X450L



TÊTE ORIENTÉE
À 45° POUR UNE
ACCESSIBILITÉ
MAXIMUM

- Tête à 45° pour atteindre les zones difficiles d'accès
- 21 Watts de puissance
- Corps en titane pour plus de légèreté
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête

Garantie 24 mois

X450L RÉF. **P1078**
X450KL RÉF. **P1079** **986€**
X450SL RÉF. **P1080** 1.264€
X450BL RÉF. **P1081**
X450WL RÉF. **P1082**

Raccords disponibles : NSK®, Bien-Air®, W&H®, Kavo®, Sirona®



Tous les instruments de cette page
sont éligibles au service de
réparation NSKare et au prêt gratuit.

Les contre-angles

Ti-Max Z



PROFILÉS
SILENCIEUX
ERGONOMIQUES

- Tête étroite pour une meilleure accessibilité
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en titane pour plus de légèreté
- Engrenage carbone et diamant pour une plus grande longévité
- Revêtement Duragrip résistant aux abrasions et aux rayures

 **Garantie 36 mois**

Ti-Max nano series



LÉGERS
TÊTE ULTRA-MINI
CORPS TRÈS FIN

- Revêtement Duragrip résistant aux abrasions et aux rayures
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en titane pour plus de légèreté
- Engrenage carbone et diamant pour une plus grande longévité

 **Garantie 36 mois**



Equilibre parfait



Tous les instruments de cette page sont éligibles au service de réparation NSKare et au prêt gratuit.

I Z95L	RÉF. C1034	1.824€	1.170€
I Z45L	RÉF. C1064	1.563€	1.170€
I Z25L	RÉF. C1038	1.398€	964€
I Z15L	RÉF. C1039	1.707€	1.060€

I nano95LS	RÉF. C1099	1.551€	1.127€
I nano25LS	RÉF. C1100	1.157€	887€
I nano15LS	RÉF. C1101	1.384€	1.057€
nano65LS PAM	RÉF. H1048	1.328€	942€

OFFRE

POUR L'ACHAT DE 2 CONTRE-ANGLES Z OU NANO SERIES

1 AN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE OFFERT

Les contre-angles

S-Max M



RÉSISTANTS
FIABLES
FONCTIONNELS

- Modélisés pour une accessibilité optimale
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Corps en acier inoxydable, robuste et anticorrosif

Garantie 24 mois

M95L*	RÉF. C1023	1 070€	687€
M25L*	RÉF. C1024	854€	687€
M15L*	RÉF. C1025	963€	687€
M65 PAM	RÉF. H1008	563€	411€

* Existe en version non lumière

Ti-Max-X



FIABLES
ERGONOMIQUES
POLYVALENTS

- Corps en titane pour plus de légèreté
- Revêtement Duracoat résistant aux rayures


Garantie 24 mois

X95L	RÉF. C600	1 437€	855€
X25L	RÉF. C601	1 102€	709€
X15L	RÉF. C602	1 346€	845€
X65L PAM	RÉF. H273	1 249€	863€

Existent en version non lumière



Tous les instruments de cette page sont éligibles au service de réparation NSKare et au prêt gratuit.



Roulement céramique

25% plus résistant que les roulements ordinaires en acier



Système Clean Head

Empêche la remontée de fluides dans la tête pour assurer une sécurité maximale aux patients



Quadruple spray

Pulvérisation plus efficace sur toute la surface de la fraise pour un refroidissement optimal.

* Sur les contre-angles M95 & X95

Raccords et Micromoteurs

DES RACCORDS LED POUR UNE VISION PLUS NETTE

- Valve anti-retour pour empêcher la contamination du circuit d'eau
- Revêtement en titane
- Corps en acier inoxydable, robuste et anticorrosif
- LED intégrée incorporée dans le raccord (32000 Lux / 6500K)

 **Garantie 12 mois**



PTL-CL-LED pour NSK
RÉF. P1001600 381€ **276€**



KCL-LED Pour Kavo® MULTiflex® LUX,
AVEC RÉGLAGE DU DÉBIT D'EAU
RÉF. P1005600 512€ **378€**



SCL-LED Pour Sirona®
AVEC RÉGLAGE DU DÉBIT D'EAU
RÉF. P1009600 512€ **380€**

MICROMOTEURS ÉLECTRIQUES

M40 XS

MICROMOTEUR À CHARBON



- Flexible de 60 à 40.000 min⁻¹
- Générateur de chaleur minimal
- Lumière LED intégrée
- Corps en titane avec revêtement Duracoat

 **Garantie 24 mois**

M40XS
RÉF. E1135051
815€
1.154€

NLX nano

MICROMOTEUR À INDUCTION



- Couple élevé (3,4 Ncm)
- Corps en titane
- Revêtement Duracoat résistant aux rayures
- Entièrement stérilisable en autoclave (avec capuchon moteur)

 **Garantie 24 mois**

NLX nano
RÉF. E1044051
946€
1.303€

NLZ

MICROMOTEUR À INDUCTION



- Corps en titane
- Fonction endo-réciprocité
- Couple élevé (4.2 Ncm)

Actuellement uniquement disponible sur les fauteuils A-Dec

 **Garantie 24 mois**

NLZ
RÉF. E1152051
946€
1.303€

MICROMOTEURS PNEUMATIQUES **Garantie 12 mois**



Ti-Max X205L M4

- Lumière
- Corps en titane

RÉF. M1013 977€ **860€**



S-Max M205 M4

- Non lumière
- Corps en acier inoxydable

RÉF. M1007 798€ **687€**



DynaLED M205LG M4

- Lumière LED
- Micro-générateur électrique intégré

RÉF. M1018 1.154€ **957€**

FX series & Pana-Max 2

NOTRE GAMME STANDARD POLYVALENTE

CONTRE-ANGLES ET PIÈCES À MAIN FX SERIES



FONCTIONNELS - ERGONOMIQUES - FIABLES

- Corps en acier inoxydable pour une bonne maniabilité
- Forme ergonomique
- Non lumière / Sans spray

Garantie 12 mois

1- FX25m	RÉF. C1052	305€
2- FX15m	RÉF. C1053	407€
3- FX75m	RÉF. C1055	459€
4- FX65m PAM	RÉF. H1014	328€
5- EX-6B PAM	RÉF. H260	315€

D'autres modèles de contre-angles et pièces à main FX Series sont disponibles.

TURBINE PANA-MAX2



Tous les instruments de cette page sont éligibles au service de réparation NSKare et au prêt gratuit.



SIMPLE À UTILISER FIABLE

- Puissance de 17 Watts (M4) et 18 Watts (PTL et KV)
- Corps en acier inoxydable pour une bonne maniabilité
- Système Clean Head pour éviter la remontée des fluides dans la tête
- Roulements en céramique qui assurent la longévité de l'instrument
- Non lumière

Garantie 12 mois

PanaMax2 PTL	RÉF. P1211	490€
PanaMax2 KV	RÉF. P1212	490€
PanaMax2 M4 Vissable au cordon	RÉF. P1154	374€

Raccords disponibles : NSK®, Kavo®, Midwest 4 voies

CONSOMMABLES



PANA SPRAY PLUS
Pour turbines, contre-angles et moteurs pneumatiques.
(Lubrifiant contenant de l'alcool).

500ML - RÉF. Z182100 41€ 32€
6 X 500ML - RÉF. Y900630 214€ 184€



**TÊTE TURBINE
CONTRE-ANGLE + M4**
RÉF. Z020201
1,20€ 1€



MULTI STAND COMPLET
Pratique pour organiser et ranger ses instruments rotatifs.
RÉF. Z036
92€ 85€

Détartreurs ultrasoniques

Varios Combi Pro

DEUX SYSTÈMES EN UN :
COMBINÉ DÉTARTREUR ULTRASONIQUE
ET AÉROPOLISSEUR PROPHYLACTIQUE

RÉF. **Y1002843**

5.040€


6.161€

 **Garantie 12 mois**



Avantages

- Confort optimal
- Ecran large et utilisation intuitive
- Régulation de la température de l'eau en mode aéropolissage
- Système goutte à goutte pour limiter la nébulisation
- Définition automatique des fonctions d'aéropolissage pour les applications supra ou sous-gingivales.
- Livré avec kit Prophy (applications supra-gingivales) et inserts (G4, G16 et G8)



Kit Perio

Kit pour traitement parodontal sous-gingival

RÉF. **Y1003042**

766€

932€

EN SAVOIR PLUS :



OFFRE

POUR L'ACHAT DU **VARIOS COMBI PRO**

10 INSERTS AU CHOIX OFFERTS

VALEUR OFFERTE : **1.145€**

Détartreurs ultrasoniques

POURQUOI CHOISIR LE VARIOS COMBI PRO ?



- + Il combine 3 fonctions parodontales dans un seul appareil
- + Son rapport qualité / prix est imbattable
- + Son design est moderne, épuré et s'intègre parfaitement à tous les types de cabinet
- + Plus de 70 inserts disponibles pour tous les types de soins
- + Une formation clinico-pratique vous permet une rapide prise en main

VOUS VOUS POSEZ ENCORE
DES QUESTIONS ?
ESSAYEZ LE GRATUITEMENT EN CABINET

WWW.TRYNSK.FR



Varios 970L

DÉTARTREUR
ULTRASONIQUE
MULTIFONCTION



- Compact avec 2 réservoirs intégrés
- Pièce à main légère
- Technologie iPiezo 3 modes (Général, Endo, Perio)
- 2 flacons (400ml)
- Livré avec kit 3 inserts (G4, G16, G8)
- Existe en version non lumière

 **Garantie 12 mois**

RÉF. **Y1004161**

2.010€

~~3.090€~~

OFFRE

POUR L'ACHAT DU **VARIOS 970L**

4 INSERTS AU CHOIX OFFERTS

VALEUR OFFERTE : **458€**

Ti-Max S970L

DÉTARTREUR
PNEUMATIQUE



Avantages

- Bonne visibilité
- Adaptable sur raccord turbine
- Nombreux choix d'inserts pour de multiples applications

Caractéristiques

- Corps en titane revêtement Duracoat
- Double éclairage LED
- Anneau de réglage de puissance
- Livré avec 3 inserts (S1, S2 et S3)



Garantie 12 mois

LUMIÈRE

S970L RÉF. **T1005**
S970KL RÉF. **T1013**
S970SL RÉF. **T1015**

1.030€

1.265€

NON LUMIÈRE

S970 RÉF. **T1020**

811€

999€

iProphy

CONTRE-ANGLE
DE PROPHYLAXIE SANS FIL



Avantages

- Sans fil et sans pédale
- Léger (116g)
- Ergonomique

Caractéristiques

- Vitesse de rotation stable (de 500 à 2500 min⁻¹)
- Changement de tête simple grâce au système d'assemblage rapide
- 6 positions de tête possibles pour s'adapter à toutes les positions de travail
- La Tête iFx57 offre une large visibilité et un accès facilité aux molaires



Garantie 12 mois

MODÈLE **iProphy – Set complet**
RÉF. **Y1500015**

1.212€

1.327€

X55L

CONTRE-ANGLE
DE STRIPPING



Avantages

- Avec mécanisme de blocage de l'insert

Caractéristiques

- Réducteur 4:1
- Pour insert Eva/Profin
- Mouvement alternatif vertical 1,4mm
- Vitesse max : 10.000 min⁻¹
- Existe en version non lumière



Garantie 12 mois

MODÈLE **X55L**
RÉF. **C608**

1.169€

1.409€

MODÈLE **X55**
RÉF. **C618**

997€

1.201€

Inserts

POUR DÉTARTREUR ULTRASONIQUE

INSERT



MICRO-INSERT



KIT INSERTS MAINTENANCE
IMPLANTAIRE



POUR DÉTARTREUR PNEUMATIQUE



OFFRE

**4 INSERTS
ACHETÉS = 2 INSERTS
OFFERTS***

OFFRE VALABLE
SUR L'ENSEMBLE
DE NOS INSERTS

* LES 2 INSERTS LES MOINS CHERS



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

CR-10 VARIOS RÉF. Z221076 **38€**

CR-20 POUR S970 RÉF. Z1090 **68€**

Parodontologie

iCart Duo

CART SUR ROULETTES
POUR 1 OU 2 UNITÉS
DE CONTRÔLE

- Déplacement facile, idéal en salle de soins
- Dimensions : H 87 à 122 cm
- Poids : 23.5 kg

RÉF. **S9090**

1.212€
~~1.268€~~



CONVIENT POUR :



VariosCombiPro



SurgicPro
Surgic Pro 2



VarioSurg 3

OFFRE

**-50% sur le prix du
CART SEUL**

POUR L'ACHAT D'UN MOTEUR
**VARIOS COMBI PRO, SURGIC PRO
OU VARIOSURG3**

Parodontologie

Perio-Mate

AÉROPOLISSEUR POUR TRAITEMENT SOUS-GINGIVAL



Avantages

- PAM rotation à 360°
- Embout à usage unique
- Forme effilée
- Entretien facile

Caractéristiques

- Anneau de contrôle du débit de poudre
- Livré avec un flacon de poudre de 160g et 40 embouts jetables

Garantie 12 mois

Raccord NSK RÉF. Y1002654
 Raccord Kavo RÉF. Y1002655
 Raccord Sirona RÉF. Y1002656
 Raccord W&H RÉF. Y1002657
 Raccord Bien-Air RÉF. Y1002658

1.111€
1.567€

Prophy-Mate neo

AÉROPOLISSEUR POUR TRAITEMENT SUPRA-GINGIVAL



Avantages

- PAM fine et légère avec rotation à 360°
- Double flux d'air
- Entretien facile

Caractéristiques

- Conception ergonomique
- Buses de remplacement interchangeables
- Livré avec 5 sticks de Flash Pearl et 2 buses (60° et 80°)

Garantie 12 mois

Raccord NSK RÉF. Y135029
 Raccord Kavo RÉF. Y135030
 Raccord Sirona RÉF. Y135031
 Raccord W&H RÉF. Y135032
 Raccord Bien-Air RÉF. Y135033

999€
1.474€



Système à double arrivée d'air



Double rotation à 360°



Connexion simple et rapide

OFFRE

POUR L'ACHAT D'UN PERIO-MATE OU PROPHY-MATE NEO
UNE 2^{ÈME} PIÈCE À MAIN OFFERTE

VALEUR OFFERTE : 422€



CONSOMMABLES



POUDRE PERIO-MATE - (SOUS-GINGIVAL)
 Poudre à base de glycine
 Granulométrie fine (25µm)
 2x160g
 RÉF. Y900938 407€ **87€**



INSERTS JETABLES USAGE UNIQUE 40 PIÈCES
 RÉF. Y1002741 405€ **82€**



FLASH PEARL - (SUPRA-GINGIVAL)
 Poudre à base de calcium (Sans sodium)
 Particules sphériques (54µm)

BOUTEILLE 4x300g
 RÉF. Y900698 110€ **92€**

BOÎTE DE STICKS 100x15g
 RÉF. Y900693 245€ **194€**



BUSES STÉRILISABLES
 60°
 RÉF. T797012 138€ **108€**
 80°
 RÉF. T797013 138€ **108€**



**GRATUIT, SANS
ENGAGEMENT
ET RAPIDE**

DEMANDEZ L'ESSAI GRATUIT
DE NOS PRODUITS.

www.trynsk.fr

EN 3 CLICS,
COMMANDEZ LE PRODUIT
DE VOTRE CHOIX ET
RECEVEZ-LE À VOTRE
CABINET



L'assurance de continuer ses soins même en cas de panne

SIMPLE, RAPIDE ET PRATIQUE

Un souci sur un instrument ou un cordon
micromoteur d'implantologie ?

CONTACTEZ LE SERVICE **NSKARE** AU NUMÉRO DÉDIÉ :

 **06 43 83 58 98**



Enlèvement de votre
instrument à réparer
directement à votre
cabinet par coursier



Prêt d'un instrument
équivalent pendant toute
la durée de réparation



Renvoi de votre
instrument, réparé
à votre cabinet

TARIFS* :
56€ POUR LES INSTRUMENTS
90€ POUR LES MOTEURS ET CORDON
D'IMPLANTOLOGIE

*Hors réparation

À votre service !

Nous accordons une attention toute particulière aux services qui vous aident
au quotidien dans votre pratique : essai gratuit des produits, prêt de matériel pendant les réparations...
C'est pour cela que vous êtes chaque jour plus nombreux à choisir NSK.

Moteurs

Surgic Pro2 **NOUVEAU**

LE NOUVEAU MOTEUR DE CHIRURGIE
QUI VOUS CONNECTE AU FUTUR

Pédale de contrôle sans fil via
connexion Bluetooth

Maniabilité améliorée avec
un micromoteur plus compact

Visibilité accrue grâce au grand
panneau tactile LED couleurs

Sécurité maximale grâce à
l'étalonnage de couple précis

Connexion avec le dispositif de
mesure de l'ISQ : Osseo100+ pour
garantir un traitement implantaire
plus sûr



Contenu :

- Moteur avec possibilité de stockage des données
- Micromoteur LED SGL80M
- Contre-angle lumière X-SG20L (Réducteur 20:1)
- Pédale de contrôle sans fil
- Ligne d'irrigation (livrée par 3) et autres accessoires

MANIABILITÉ - SÉCURITÉ - PÉDALE SANS FIL



MODÈLE **SurgicPro2**
LED avec CA X-SG20L
RÉF. **Y1004195**

5.550€
7.664€

MODÈLE **Surgic Pro 2**
Non lumière avec CA SG20
RÉF. **Y1004196**

4.500€
7.227€

Chirurgie

Le nouveau moteur Surgic Pro2 offre à l'utilisateur une expérience de travail efficace, fiable et confortable. Le Surgic Pro2 est une véritable innovation : facile d'utilisation et pratique grâce à sa connexion sans fil.



1 Maniabilité améliorée avec un micromoteur plus compact.



2 Écran d'affichage LCD rétro-éclairé tactile, simple et intuitif.



3 Lumière LED haute résolution pour un rendu réel comme à la lumière du jour.



4 Pédale de contrôle sans fil. La pédale est légère et facilement déplaçable avec sa anse.



5 Précision renforcée de l'étalonnage du couple.



6 Connexion au système de mesure de stabilité de l'implant Osseo100+.



7 Connectivité sans fil exclusive à de multiples appareils pour un traitement implantaire plus simple.



8 Pompe d'irrigation silencieuse.

ACCESSOIRES



MODULE DE CONNEXION BLUETOOTH
RÉF. Z1402001
299€



CORDON 2M ET MICROMOTEUR SGL80M
RÉF. Y1004211
2.270€

Moteurs

Surgic Pro

MOTEUR D'IMPLANTOLOGIE ET DE MICROCHIRURGIE

EN SAVOIR PLUS :



FIABLE - SIMPLE - EFFICACE



Pompe d'irrigation perfectionnée



Etalonnage de haute précision



Micromoteur à induction avec cordon 2 mètres (3.5 mètres en option)

- Puissance de 80 Ncm
- 8 programmes de 8 pages
- Pédale multifonctions à variation
- Eclairage LED
- Livré avec 5 lignes d'irrigation

Garantie 24 mois

Surgic Pro

LUMIÈRE AVEC CONTRE-ANGLE X-SG20L
RÉF. Y1003586

5.049€
6.842€

NON LUMIÈRE AVEC CONTRE-ANGLE SG20
RÉF. Y1003587

3.687€
5.733€

OFFRE

POUR L'ACHAT D'UN SURGIC PRO UN INSTRUMENT OFFERT



1 contre-angle rouge X-SG93L
RÉF. C1004
VALEUR OFFERTE : 1.351€

OU



1 contre-angle vert X-SG20L
RÉF. C1003
VALEUR OFFERTE : 1.351€

OU



1 pièce à main X-SG65L
RÉF. H1009
VALEUR OFFERTE : 1.107€

CONSOMMABLES / ACCESSOIRES



LIGNES D'IRRIGATION
Vendu à l'unité / 5 minimum
RÉF. Z263001 41.50€ **8.20€**



CASSETTE DE STÉRILISATION
Pour VarioSurg3
RÉF. Z313102 238€ **187€**
Pour Surgic pro
RÉF. S900040 238€ **187€**



CORDON ET MICROMOTEUR LUMIÈRE / NON LUMIÈRE
Lumière - RÉF. E1023 2547€ **2.037€**
Non lumière - RÉF. E1025 4773€ **1.418€**



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE
Chirurgie CR-30 pour VarioSurg 3
RÉF. 10000977 417€ **92€**

Moteurs

VarioSurg 3

MOTEUR DE CHIRURGIE ET
DE MICROCHIRURGIE ULTRASONIQUE

RÉF. Y1002726

7.142€

8.425€



 **Garantie 24 mois**

Avantages

- Performances ultrasoniques exceptionnelles
- Pièce à main ergonomique ultra fine
- Transmission de puissance efficace assortie d'une production de chaleur minime
- Découpe stable grâce aux fonctions «Feedback» et «auto-tuning»

Caractéristiques

- Technologie iPiezo
- 3 modes (Surg, Endo, Perio) et mode Burst
- 9 programmes : 5 chirurgie, 2 endodontie, 2 parodontie
- Livré avec 5 lignes d'irrigation, 1 pièce à main ultrasonique, 1 pédale, 1 kit 6 inserts basic H (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11) et une cassette de stérilisation

OFFRE

POUR L'ACHAT D'UN **VARIOSURG 3**
6 INSERTS EN **PLUS** AU CHOIX **OFFERTS**

VALEUR OFFERTE : **936€**

ENVIE D'EXPLOITER AU MAXIMUM
VOTRE VARIOSURG3? DÉCOUVREZ NOTRE
FORMATION CLINIQUE AVEC TRAVAUX
PRATIQUES SUR LA CHIRURGIE PRÉ-IMPLANTAIRE

PLUS D'INFOS : INFO@NSK.FR



Duo Cart Complet

DEUX SYSTÈMES CHIRURGICAUX RELIÉS
PAR UNE PÉDALE UNIQUE POUR UN
CONFORT DE TRAVAIL OPTIMAL



RÉF. **2CARTCOMP**

13.129€

16.584€

SIMPLE - PRATIQUE
SÛR - ERGONOMIQUE

- Le câble LINK relie les 2 systèmes directement
- Ajustement des programmes et des paramètres par commande au pied avec pédale unique
- Affichage clair des paramètres sur écran
- Le Duocart complet comprend : le SurgicPro avec contre-angle X-SG20L, le VarioSurg3 sans pédale avec pièce à main VSG3 LED, une cassette de stérilisation, les kits Sinus lift (SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11) et Basic H (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11), le câble SG link, une anse pédale et 20 lignes d'irrigation.

Instruments

CONTRE-ANGLES DE CHIRURGIE PRÉ-IMPLANTAIRE MULTIPLICATEUR 1:3

Lumière LED intégrée

 **Garantie 12 mois**



X-SG93L*
TRIPLE SPRAY
RÉF. **C1004**
1.098€
1.351€



Z-SG45L*
TÊTE ORIENTÉE
RÉF. **C1107**
1.184€
1.579€

CONTRE-ANGLES DE CHIRURGIE IMPLANTAIRE RÉDUCTEUR 20:1

 **Garantie 12 mois**



X-DSG20L*
DÉMONTABLE
RÉF. **C1068**
1.204€
1.515€



X-SG20L
DOUBLE IRRIGATION
RÉF. **C1003**
1.098€
1.351€



SG20
NON LUMIÈRE
RÉF. **C1010**
806€
972€



SGMS-ER20i
BUTÉE DE PROFONDEUR
RÉF. **Y110147**
739€
911€

PIECES À MAIN DE CHIRURGIE RAPPORT 1:1

 **Garantie 12 mois**



X-SG65L*
LUMIÈRE
RÉF. **H1009**
913€
1.107€



SGX-E20R
POUR ZYGOMATIQUES
RÉF. **HA1200**
904€
1.067€



SGS-ES
AVEC BAGUE D'IRRIGATION INCLUSE
RÉF. **H264**
572€
701€



SGA-ES
ANGULÉE
AVEC BAGUE D'IRRIGATION INCLUSE
RÉF. **H263**
806€
972€

*Existe en version non lumière

Inserts

UN CHOIX DE PLUS DE 50 INSERTS OPTIMISÉS POUR LES TROIS MODES DU VARIOSURG3.

SURG Mode SURG pour la chirurgie osseuse et sinusienne **PERIO** Mode PERIO pour la chirurgie parodontale **ENDO** Mode ENDO pour la chirurgie endodontique apicale



MAINTENANCE IMPLANTAIRE



Lavable en thermodésinfecteur



Passage en autoclave jusqu'à 135°C

OFFRE

4 INSERTS ACHETÉS = 2 INSERTS OFFERTS* OFFRE VALABLE SUR L'ENSEMBLE DE NOS INSERTS

* LES 2 INSERTS LES MOINS CHERS

Chirurgie

Osseo 100

APPAREIL DE MESURE DE L'OSTÉO-INTÉGRATION POUR DÉTERMINER LE MOMENT IDÉAL POUR LA MISE EN CHARGE DE L'IMPLANT

INTUITIF - NON INVASIF - RAPIDE

- Permet de contrôler la durée du traitement
- Améliore le taux de réussite pour les protocoles impliquant des durées courtes de traitements ou chez les patients à risque
- Offre une mesure claire et précise du degré d'ostéo-intégration de l'implant

 **Garantie 12 mois**

Osseo 100+

APPAREIL DE MESURE DE L'OSTÉO-INTÉGRATION

- Connexion sans fil avec le Surgic Pro2
- Gestion des données sans fil : L'ISQ mesurée peut être partagée et traitée sur des tablettes via le Surgic Pro2.

RÉF. **Y1004176**
2.453€
2.794€



RÉF. **Y1004175**
2.194€
2.499€



OFFRE

-50% SUR LE PRIX DE L'OSSEO100+ POUR L'ACHAT D'UN **SURGIC PRO2**

MulTipeg™ RÉUTILISABLES

Les MulTipegs sont vendus séparément et sont à commander selon la référence de vos implants. Plus de 60 références disponibles. Stérilisables jusqu'à 20 fois.

TARIF UNITAIRE
MulTipeg™
48€



OFFRE

POUR L'ACHAT D'UN
OSSEO100 / OSSEO100+



2 MulTipegs
OFFERTS

Chirurgie

Maintenance

iSD900

VISSEUSE-DÉVISSEUSE
DYNAMOMÉTRIQUE SANS FIL
POUR PROTHÈSE IMPLANTAIRE



Avantages

- Rapide et précise
- Accès simplifié dans les zones postérieures
- Sécurité

Caractéristiques

- Système d'étalonnage de couple pour un contrôle précis
- Large plage de couple (10 à 40 Ncm)
- 3 vitesses de rotation
- Compatible avec la majorité des systèmes d'implants
- Levier ergonomique
- Ecran LCD

Garantie 12 mois

RÉF. Y1001358

1.244€

1.888€

iCare

AUTOMATE DE LUBRIFICATION



Garantie 12 mois

Avantages

- Simple d'utilisation et d'installation
- Lubrification parfaite avec le volume d'huile adapté
- Grand réservoir d'huile pour une plus grande autonomie
- Lubrification de la griffe



Caractéristiques

- Capacité de 4 instruments
- 1 ou 2 adaptateurs selon modèle
- Livré avec 1 litre d'huile

MODÈLE **C2** 2 TURBINES
+ 2 CONTRE-ANGLES

RÉF. Y1002787

2.438€

3.294€

MODÈLE **C3** 1 TURBINE
3 CONTRE-ANGLES

RÉF. Y1002788

2.438€

3.143€

ADAPTATEUR **icare PTL**

RÉF. Z257010

ADAPTATEUR **icare Kavo**

RÉF. Z257020

ADAPTATEUR **icare WH**

RÉF. Z257021

ADAPTATEUR **icare Bien Air**

RÉF. Z257022

ADAPTATEUR **icare Sirona**

RÉF. Z257023

109€

138€



LINGETTES ABSORBANTES
POUR ICARE
Lot de 10 unités

RÉF. U433135 ~~7€~~ **6€**



EPONGES ABSORBANTES
POUR ICARE
Lot de 12 unités

RÉF. Y900159 ~~33€~~ **25€**

Maintenance

iCare+

AUTOMATE DE NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET LUBRIFICATION
DES INSTRUMENTS ROTATIFS

EN SAVOIR
PLUS :



RAPIDE (18 minutes de traitement pour 4 instruments)
SIMPLE À UTILISER



- 2 modèles proposés : 2 raccords turbines + 2 raccords contre-angles (C2) ou 1 raccord turbine et 3 raccords contre-angles (C3)
- Sélection instruments à spray interne ou externe
- Mise en rotation des instruments et traitements des tubulures Air/Eau
- Connexion universelle avec tous les instruments rotatifs
- Livré avec 1 ou 2 adaptateurs selon modèle, huile de maintenance (1 litre), 1 flacon de Nclean et 1 flacon de Ncid

C2 - RÉF. S102001

C3 - RÉF. S103001

6.560€

7.010€

 **Garantie 24 mois**
GARANTIE ÉTENDUE



**VIRUCIDE
BACTÉRICIDE
FONGICIDE**



n.clean (6x500ml)

RÉF. ACL600 173€ **140€**



n.cid (6x500ml)

RÉF. ACD600 173€ **140€**



**1L Huile de maintenance
iCare / iCare +**

RÉF. Z016130 113€ **93€**

ADAPTATEUR **icare+ PTL**

RÉF. Z1127010

140€ **110€**

ADAPTATEUR **icare+ Kavo**

RÉF. Z1127011

158€ **124€**

ADAPTATEUR **icare+ WH**

RÉF. Z1127012

140€ **110€**

ADAPTATEUR **icare+ Sirona**

RÉF. Z1127013

140€ **124€**

ADAPTATEUR **icare+ Bien Air**

RÉF. Z1127014

158€ **110€**

OFFRE

PACK CONSOMMABLES
FAITES L'ÉCONOMIE DES FRAIS DE PORT EN ANTICIPANT VOS BESOINS

**3 x 6 flacons n.Clean
n.clean (6x500ml)**
RÉF. ACL600



**2 x 6 flacons n.Cid
n.cid (6x500ml)**
RÉF. ACD600



**1 bouteille huile maintenance
iCare / iCare +**
RÉF. Z016130

785€
977€

**FRAIS DE PORT
OFFERTS**

Stérilisateurs

iClave Plus

AUTOCLAVE 18L DE CLASSE B



RÉF. **Y1003077**

6.111€
7.377€

 **Garantie 36 mois**
GARANTIE ETENDUE



Système thermique performant

Avantages

- Ergonomique
- Stérilisation rapide et sûre
- Silencieux (<53 dB)
- Simple d'utilisation

Caractéristiques

- Chambre en cuivre pour des cycles plus rapides et une consommation d'énergie réduite.
- Grande capacité de chargement avec un volume de 18 litres
- 8 programmes disponibles dont le cycle Prion

OFFRE

POUR 2 AUTOCLAVES
11.000€ AVEC EXTENSION
DE GARANTIE À 4 ANS



Purity

DÉMINÉRALISATEUR AUTONOME



POUR ICLAVE PLUS 18L - RÉF. **Z1284001**

1.704€ **1.448€**

CONSOMMABLES



THERMOUSOUEUSE NEWSEAL 05

- Résistance auto-réglable
 - Dimension scellage : 1 cm
 - Porte rouleau : 44 cm
- RÉF. Z1279 903€ **781€**

 **Garantie 12 mois**



LECTEUR CODE BARRE

- Lecteur 1D
 - Portée lecture étendue
 - Livré avec support et câble USB
- RÉF. MS5145 246€ **194€**

 **Garantie 12 mois**



IMPRIMANTE CUSTOM

- Thermique
 - Etiquette code-barre
 - Livrée avec 4 rouleaux
- RÉF. 9900006K 841€ **714€**

ÉTIQUETTES IMPRIMANTE 10 ROULEAUX

RÉF. 9900007K 109€ **91€**

 **Garantie 12 mois**



TEST HELIX

250 Languettes
RÉF. 9900059 260€ **210€**

Endodontie

Endo-Mate TC2

PIÈCE À MAIN D'ENDODONTIE
AVEC CONTRÔLE DU COUPLE
ET INVERSION AUTOMATIQUE



SANS FIL
ERGONOMIQUE

- Forme effilée pour une meilleure visibilité
- Ecran LCD et bouton facile d'accès
- Fonction inversion automatique et alarme (limite couple)
- 5 programmes pour différents systèmes de lime / 3 modes endo
- Mémorisation des derniers paramètres du programme
- Chargement rapide (90 minutes)

 **Garantie 12 mois**

AVEC TÊTE MP
RÉF. Y1001027
1.480€
1.922€

iPexII

LOCALISATEUR D'APEX
DE PRÉCISION



PRÉCIS
SÛR
COMPACT

- Ecran LCD large et fonctionnel
- Résultats instantanés
- Mesure de haute précision du canal radiculaire

 **Garantie 12 mois**

RÉF. Y1002208
990€
1.244€

OFFRE

Endo-Mate TC2 + iPexII

1.999€
3.166€

(TC2 AVEC TÊTE MPA) - RÉF. Y1001028

Endodontie

Endo-Mate DT2 **NOUVEAU**

MICROMOTEUR D'ENDODONTIE
AVEC CONSOLE PROGRAMMABLE



COMPACT
AUTONOME
DESIGN

- Unité de table compacte et portable (jusqu'à 9 programmes)
- Six angles de tête pour un traitement facilité
- Système d'attache facile
- Fonction inversion automatique
- Convient à toutes les limes Ni-Ti
- Avec tête MP20:1

 **Garantie 12 mois**

AVEC TÊTE MP
RÉF. Y1004230

1.077€
~~1.413€~~

ESSAI GRATUIT
NSK
TRIAL

SIMPLE, RAPIDE
ET SANS ENGAGEMENT
www.trynsk.fr

Ti-Max Ti-ENDO

CONTRE-ANGLE ENDODONTIQUE
AVEC BAGUE D'AJUSTEMENT DE COUPLE



RÉF. C589

916€
~~1.133€~~

Avantages

- Pour une préparation canalaire sûre et efficace

 **Garantie 12 mois**

Caractéristiques

- 4 niveaux de réglage de couple (0,25 / 0,5 / 1,0 / 3,0 Ncm) pour éviter les fractures de limes dans le canal
- Tête exceptionnellement petite
- Réduction 128:1
- Corps en titane
- Pour limes Ni-Ti (diamètre 2,35)
- Rotation continue 360°

Ti-Max EX-ENDO

CONTRE-ANGLE ENDODONTIQUE



RÉF. C592

613€
~~704€~~

Avantages

- Tête exceptionnellement petite pour un accès facile même dans la zone des molaires

Caractéristiques

- Réduction 128:1
- Pour limes Ni-Ti
- Rotation 360°
- Non débrayable
- Griffre bouton poussoir

 **Garantie 12 mois**

ULTIMATE XL

MOTEUR DE PROTHÈSE À INDUCTION POUR LABORATOIRE

Avantages

- Corps léger et compact
- Performant
- Bruits et vibrations minimales
- Mécanisme spécial anti-poussière
- Système de vecteur à 180° pour garantir un travail efficace exempt de stress
- Pièce à main conçue pour diminuer considérablement la fatigue de la main.

Caractéristiques

- Couple 8,7Ncm
- Affichage numérique de la vitesse
- Vitesse de 1000-50000 min⁻¹
- Réglage mode maintenance
- Fonction vitesse automatique
- Micromoteur à induction



CHOIX PARMIS 3 TYPES DE MICROMOTEURS ET 4 BOÎTIERS



Modèle Table
ULTIMATE XL



Modèle Tour
ULTIMATE XL-D



Modèle Genou
ULTIMATE XL-K



Modèle Pédale
ULTIMATE XL-F

UMXL-KT Torque
UMXL-GT Torque
UMXL-FT Torque
UMXL-DC Torque

MODÈLE GENOU
MODÈLE TABLE
MODÈLE PÉDALE
MODÈLE TOUR

RÉF. **Y141495**
RÉF. **Y141471**
RÉF. **Y141513**
RÉF. **Y141504**

1.794€

~~2.379€~~

UMXL-KC Compact
UMXL-GC Compact
UMXL-FC Compact
UMXL-DC Compact

MODÈLE GENOU
MODÈLE TABLE
MODÈLE PÉDALE
MODÈLE TOUR

RÉF. **Y141496**
RÉF. **Y141472**
RÉF. **Y141514**
RÉF. **Y141505**

1.569€

~~1.942€~~

OFFRE

POUR L'ACHAT D'UN **ULTIMATE XL**
UNE PIÈCE À MAIN OFFERTE

VALEUR OFFERTE : **328€**



PAM TORQUE
RÉF. **H269**



PAM COMPACT
RÉF. **H271**

Laboratoire

VOLVERE i7

MOTEUR CHARBON DE RETOUCHE
POUR PROTHÈSE



 **Garantie 12 mois**

STANDARD



TYPE E



Avantages

- Confortable et ergonomique
- Système anti-poussière intégré
- Haute précision
- Bruits et vibrations minimales

Caractéristiques

- Léger (930g) et compact (L69xP185xH167 mm)
- Fonction auto-cruise (régulateur de vitesse)
- Système d'alarme anti-surchauffe du moteur
- Couple 4,1 Ncm
- Vitesse de 1000-35000 min⁻¹
- Micromoteur à charbon

 **Garantie 12 mois**

Standard AVEC PIÈCE À MAIN

RÉF. Y1002890 4.305€ **1.062€**

Type E AVEC PIÈCE À MAIN VR-EB

RÉF. Y1002891 4.305€ **1.062€**

Type E SANS PIÈCE À MAIN

RÉF. Y1003523 4.230€ **1.019€**

PRESTO II

TURBINE POUR LABORATOIRE DE PROTHÈSE



RÉF. Y150022

813€

1.090€

FIABLE
PRÉCISE

- Vitesse 320 000 min⁻¹
- Aucune lubrification nécessaire
- Boîtier léger et compact

 **Garantie 12 mois**

PRESTO AQUA II

TURBINE POUR LABORATOIRE DE PROTHÈSE



RÉF. Y150023

1.592€

2.157€

 **Garantie 12 mois**

PRÉCISE
PERFORMANTE

- Vitesse 320 000 min⁻¹
- Spray réglable
- Turbine pivotante 360°
- Aucune lubrification nécessaire
- Mécanisme anti-poussière



La pièce à main ergonomique
est légère et compacte

Cabinet dentaire mobile

Dentalone

VALISE DE TRANSPORT
SUR ROULETTES



COMPLET
AUTONOME
SILENCIEUX

- Porte instruments avec sélection automatique de l'instrument
- Contrôle par affichage digital
- Micromoteur à induction
- NLX nano avec lumière LED
- Détartreur ultrasonique Varios170 avec lumière LED
- Seringue 3 en 1 (eau, air et spray)
- Aspiration
- Compresseur intégré

Garantie 12 mois

RÉF. **S9070**
12.858€*
14.286€

* Livré sans contre-angle

VIVA ace

VALISE TOUT-EN-UN



LÉGÈRE (8.6KG)
COMPACTE
AUTONOME



- Installation facile et ajustable (4 niveaux de position pour soins prodigués assis ou debout)
- Seringue 3 en 1 (eau, air et spray)
- Aspiration
- Ecran de contrôle intuitif
- Compresseur intégré
- Moteur à induction NLX-Plus (mode Endo)
- Détartreur ultrasonique Varios 170
- 2 pédales pour un travail seul ou à deux

Garantie 12 mois

RÉF. **Y1003773**
11.009€*
11.731€

* Livré sans contre-angle

EN
PARTENARIAT
AVEC



Tous nos produits de dentisterie mobile sont livrés nettoyés et désinfectés, prêts à l'utilisation.

Un kit de chocage est inclus pour le nettoyage de votre unité et ainsi vous permettre de sécuriser vos soins en maintenant la propreté de vos tubulures internes.

Pour connaître le protocole à suivre, scannez le QR code ci-dessous.



OFFRE



1 CONTRE-ANGLE NANO

ACHETÉ AVEC UNE UNITÉ DE SOINS MOBILE

1 CONTRE-ANGLE NANO OFFERT*

VALEUR OFFERTE : **887€ min** * LE MOINS CHER DES DEUX CONTRE-ANGLES

Liste des distributeurs agréés NSK

CODE POSTAL	SOCIETE
06 - ALPES - MARITIMES	
06000	A.M.D.P.
06100	AZUR DENTELC-ROME0
06200	PRESTIGE DENTAIRE
06610	ATHENESE MEDIN FRANCE
06800	DENTAL 2000
12 - AVEYRON	
12000	DENTALCO
12510	DENTA SERVICES DU ROUERGUE
13 - BOUCHES-DU-RHÔNE	
13008	ASSISTANCE DENTAIRE INFORMATIQUE
13009	TORRELLI SARL ETS
13009	DEPA'DENT
13012	PAT DENTAIRE
13015	LA MEDITERRANEEENNE DENTAIRE
13190	I.P.P. PHARMA
13290	KERUS DN
13400	SUD DENTAIRE
13600	JP DENTAIRE
13680	FINANCIERE DE PARTICIPATION
13685	HYGIE-MEDICAL
13760	S.D.M. GAILLARD
14 - CALVADOS	
14089	NORMADENT SERVICES
14200	FOURN. DENT. CAENNAISES
14840	NORMANDIAL DENTISTERIE
19 - CORRÈZE	
19160	SEMDATEC DENTAL
2A - CORSE-DU-SUD	
20600	COMPTOIR DENTAIRE CORSE
21 - CÔTE-D'OR	
21000	ITC PINEAU
21490	DENTAL FLO
22 - CÔTES-D'ARMOR	
22000	PRITARMOR
22190	DENTEC
25 - DOUBS	
25200	DENT EST
25600	OJ2D
26 - DRÔME	
26000	SERVICES DENTRHONE-ALPES
27 - EURE	
27300	RMP27
27950	PRESTA SERVICE EVIDENT
29 - FINISTÈRE	
29170	EMADENTAIRE
29460	DENTINEA
29520	PHENIX DENTAL
30 - GARD	
30540	HAGIDENT
31 - HAUTE-GARONNE	
31100	DENTA 3D
31100	PROMADENT
31140	AUVERLOR
31200	GORRIZJ.
31300	NOVADENT DIFFUSION
31320	MULTI SERVICE DENTAIRE

31470	MIDI-PYRENEES DENTAIRE
31500	FABRICE MATAGNE
31650	ABM DENTAIRE
33 - GIRONDE	
33270	DENTAL OCEAN
33270	EVIDENT
33290	DENTEA
33310	LMG SERVICES
33370	ALTEK MEDICAL
33700	SAFIR DENTAIRE SAS
33700	WOD / OMNIUM
34 - HÉRAULT	
34070	ALTERNATIVE DENTAIRE
34070	ALTERNATIVE DENTAIRE CONSOMMABLE
34090	COOP. CENTRALE MEDICO-DENTAIRE
34130	A.P.H.A.R. DENTAIRE
34200	CREADENT
34400	LA MAINTENANCE DENTAIRE
34500	PENOT JEAN JACQUES
34570	A.R.K. TECHNIQUE
34690	PRACTIS
34800	ATED 34
35 - ILLE-ET-VILAINE	
35137	BROCELIANDE DENTAIRE
35221	PERCEVAL
35520	BRETAGNE SERVICE DENTAIRE
35520	DENTAIRE TECHNIC
37 - INDRÉ-ET-LOIRE	
37300	DENTAL PARTNER SERVICES
37300	TOURAINA DENTAIRE DISTRIBUTION
37304	DENTAIR
37320	TOURS DENTAIRE
38 - ISÈRE	
38320	MOUTAT GUY DENTAIRE
38390	MELCYDEN
40 - LANDES	
40100	TECH. OPÉRATOIRES ET MEDIC.
40800	EP DENTAIRE
41 - LOIR-ET-CHER	
41500	HIGHTECH DENTAIRE ORLEANAIS-HDO
42 - LOIRE	
42100	SIGMA NET SANTÉ
42160	ICADENT
42240	LINKEDENT
44 - LOIRE-ATLANTIQUE	
44000	J.M DENTAIRE
44230	SERVIDENT
44350	ROTEC
44360	R.M.D.I (radiologie et matériel dentaire import)
44500	BERTRAND SAV DENTAIRE
44700	ATLANTIQUE DENTAIRE
44800	HORIZON DENTAL
45 - LOIRET	
45190	TECHNOCENTRE DENTAIRE
45220	DISTRIBUTION DIRECTE DENTAIRE
49 - MAINE-ET-LOIRE	
49135	S.I.D.
49181	CENDRES+METAUX FRANCE SAS
49280	CRISPIN MEDICAL SARL

51 - MARNE	
51100	MD DENTAL
51686	E.D.I.
52 - HAUTE-MARNE	
52800	ELOI PERNET SAS
53 - MAYENNE	
53240	C.D.O.MÉDICAL
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE	
54840	DENTHEMES
55 - MEUSE	
55105	DENTINE
56 - MORBIHAN	
56270	SYNERGY
57 - MOSELLE	
57153	COMPTOIR DENTAIRE LORRAIN
57950	PLANET I.M.D.
59 - NORD	
59130	DENTAL SERVICES VIP
59250	EURADENTAL
59250	JS DENTAIRE
59320	DENTAL PREMIUM
63 - PUY-DE-DÔME	
63100	DOME TECHNIC DENTAIRE
63100	G.D.D
63430	CIME DENTAIRE
63430	IRM DENTAIRE
63800	REALISATION TECHNIQUE DENTAIRE
64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES	
64140	DEFIDENT
64320	DENTALLOYS
64320	PYRENEES DENTAIRE
64420	CONCEPT DENTAIRE 64
66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES	
66000	MACARY MAINTENANCE
66250	DENTAL TECHNIC SERVICES
67 - BAS-RHIN	
67100	GOLD CONSEIL
67140	DENTAL +
67270	M.C DIFFUSION
67370	ALSACE DENTAIRE
68 - HAUT-RHIN	
68350	BC DENTAIRE
68540	DENTAIRE SERVICES 68
68803	SBR - SCHNEIDER ET BOISSONS REUNIS
69 - RHÔNE	
69003	D.E.C.
69005	MEDICAWEB
69140	DENTALLPROJECT SAS
69140	S.D.M.
69263	RHONE DENTAIRE SERV.
69264	DUMONTET-HUSSON
69270	SARL CUZIN GILLES
69440	SORRHODES
69530	PRISMA CAT
69680	DENTAL IMAGE
69800	SIGMA NET SANTÉ
71 - SAÔNE-ET-LOIRE	
71380	BOURGOGNE MATERIEL DENTAIRE

72 - SARTHE	
72170	2C2M
72220	S.2.M.DENTAIRE
72560	ARTECH-DENTAIRE
73 - SAVOIE	
73250	DENTAL-NET
73802	DENTAL CONCEPT
74 - HAUTE-SAVOIE	
74250	PREXCIS
74930	PRODENTALPES
74960	SIGMA NET SANTÉ
75 - PARIS	
75008	SAS BRAT
75010	G.M.D SERVICES
75011	DENTAL PRICE
75012	ORTHOLINE
75015	ALLHEX IMPLANTS SYSTEM
75015	EIFFEL DENTAIRE
75018	DRIVE DENTAL CONSULTING
75784	SOLUTECH
76 - SEINE-MARITIME	
76300	DENTANOR
76520	DENTAIRE.COM
77 - SEINE-ET-MARNE	
77144	JOLYDENT
77184	DENTAL WAVE
77220	TECHNI-DENT
77220	ACMD
77400	TC77 DISTRIBUTION
77500	DENTAIRE SERVICES 77
77690	SAGNELONGE
78 - YVELINES	
78000	DENTAIRE SERVICE SAS
78150	BOIDART SARL
78210	EKAD
78390	TECHNI-DENTAL SERVICES
78410	ETABLISSEMENT NOIRBENNE
78570	WEBER DENTAL
78790	FRAPIDENT
83 - VAR	
83130	AZUR DENTAL
83130	AMERICAN DENTAL PRODUCTS
83136	PROTETIK
83140	IMD GROUP
83320	INGENIERIE MEDICALE ET SERVICES
83500	CHARDINY THIBAUD
83600	I.L.D SUD
83618	DMD
83870	DYATEK
84 - VAUCLUSE	
84140	LE MONDE DENTAIRE
84200	M.D.M. - AULOFEÉ
84140	ADPG PROVENCE
86 - VIENNE	
86000	ACCESS DENTAL
86000	PB CONSULTING
86100	J.L DENTAL
87 - HAUTE-VIENNE	
87220	G.B.S.

88 - VOSGES	
88000	DELYNOV
91 - ESSONNE	
91100	JACKIEL MATERIEL DENTAIRE
91120	EUROPEAN DENTAL IMPORT
91130	ELIT DENTAIRE
92 - HAUTS-DE-SEINE	
92200	DENTOGEM
92220	COLLIN SAS
92250	BAILLEUL
92310	RATOUN
92310	MAISON DE CREATION DENTAIRE
92500	AMPLIDENT
93 - SEINE-SAINT-DENIS	
93100	J.P.L
93100	ORTHO PARTNER
93106	D.B.I
93500	M.F. DISTRIBUTION
93500	OFFICE DENTAL
94 - VAL-DE-MARNE	
94310	S.F.I.D.
94440	ALG DIFFUSION
94550	HM TECHNOLOGIE
94700	FARIDENTAL CONCEPT SERVICES
94700	IDF DENTAIRE
94800	YELO DENTAL
95 - VAL-D'OISE	
95105	DEXTER
95210	BITTON MATERIEL DENTAIRE
95250	LECOQ DENTAIRE
95290	DIDIER DENTAIRE SERVICES
95400	ASTRODENTAL
971 - GUADELOUPE	
97110	EQUEMENT E.M.S
97122	C2A DENTAIRE GUADELOUPE
972 - MARTINIQUE	
97224	S.C.A.R.
973 - GUYANE	
97354	MEDITEC
974 - LA RÉUNION	
97424	ATELIER MEDICAL
97424	DENTAL AUSTRAL GROUP
97427	XL MEDICAL
97460	DABSTART EQUIPEMENTS
97490	DENTAL OI SARL
97490	H.A.R.D.CAB'
97490	MARTIAL
97863	SOS MEDICAL
980 - PRINCIPAUTE DE MONACO	
98000	EUROMAX
987 - POLYNÉSIE FRANÇAISE	
98702	ORINA
988 - NOUVELLE CALÉDONIE	
98800	IDEM
98845	INTERMED DENTAIRE
DANS TOUTE LA FRANCE	
GROUPE H.SCHEIN : AGENCES H.SCHEIN / MÉGADENTAL	
CADENCE - GACD / PROMODENTAIRE / CAP	
DPI	

NSK TOUTE UNE ÉQUIPE SUR LE TERRAIN POUR VOUS SERVIR



Alexis Rousseaux

RÉGION NORD
06 30 66 91 69
alexis.rousseau@nsk.fr



Metin Öztürk

RÉGION ÎLE DE FRANCE
ET DOM-TOM
06 86 33 06 94
m.ozturk@nsk.fr



Georges Hindy

RÉGION NORD-EST
06 33 36 63 50
georges.hindy@nsk.fr



Luisa Da Silva Poulios

RÉGION RHÔNE-ALPES
06 70 64 60 50
luisa.dasilva@nsk.fr
De septembre à décembre 2021 :
Jérôme Vagnetti
responsable du secteur Rhône-Alpes



Jérôme Vagnetti

RÉGION SUD-EST
06 30 18 86 03
j.vagnetti@nsk.fr




Mickael Domenichini

RÉGION NORD-OUEST
ET DOM-TOM
06 87 07 16 75
mickael.domenichini@nsk.fr



Marie-Laure Ravet

RÉGION SUD-OUEST
06 32 40 84 92
marielaure.ravet@nsk.fr



NSK FRANCE SAS www.nsk.fr

32 rue de Lisbonne - 75008 Paris France - Numéro azur : 0808 809 151 - F. +33 (0)1 56 79 59 81 - info@nsk.fr

