

get it!

Les offres promotionnelles NSK

NSK
Create it

Offres valables
du 1er mai
au 31 août 2023



Turbines



Chirurgie



Stérilisation



Contre-angles

Services & Formations



Hygiène buccale

**Et
plus
encore !**

NOTRE OFFRE BEAUX JOURS

Du 1er mai au 31 août une turbine Z micro* **OFFERTE** dès **9.000€** d'achat**

VALABLE SUR TOUT NOTRE CATALOGUE

* VALEUR OFFERTE : **1.050€**

** Pour une commande unique avec un seul nom de chirurgien-dentiste et une seule adresse de livraison.

 **9.000€** D'ACHAT
1 TURBINE Z micro **OFFERTE**



TURBINES

Ti-Max Z micro

 **Garantie 24 mois**

TÊTE MINI, PUISSANCE MAXI

- 20 Watts de puissance
- Corps en titane pour plus de légèreté
- Système Clean Head
- Quadruple spray
- Fonction Quick Stop qui permet l'arrêt de la rotation en une seconde



Accès facilité avec sa tête orientée à 100°

Z micro RÉF. PA2357
Z micro KL RÉF. PA2358
Z micro SL RÉF. PA2359

1.050€
1.712€

Raccords disponibles : NSK, Kavo® et Sirona®.

TURBINES

Ti-Max Z

PUISSANTES, LÉGÈRES, SILENCIEUSES



Existe en version tête mini pour la Z800L
Dimensions : 10.8 x H12.1 mm

 **Garantie 24 mois**

- Jusqu'à 26 Watts de puissance
- Corps en titane pour plus de légèreté
- Système Clean Head
- Quadruple spray
- Revêtement Duragrip résistant aux abrasions et aux rayures

Tête standard		Tête mini		
Z900L	RÉF. P1111	Z800L	RÉF. P1110	1.050€ 1.712€
Z900KL	RÉF. P1113	Z800KL	RÉF. P1112	
Z900SL	RÉF. P1115	Z800SL	RÉF. P1114	
Z900BL	RÉF. P1117	Z800BL	RÉF. P1116	
Z900WL	RÉF. P1121	Z800WL	RÉF. P1120	

Raccords disponibles : NSK®, Bien-Air®, W&H®, Kavo®, Sirona®.

CONTRE-ANGLES

Ti-Max Z

PROFILÉS, SILENCIEUX, ERGONOMIQUES



 **Garantie 36 mois**

- Tête étroite pour une meilleure accessibilité
- Corps en titane pour plus de légèreté
- Système Clean Head
- Engrenage carbone et diamant pour une plus grande longévité
- Revêtement Duragrip résistant aux abrasions et aux rayures

I Z95L	RÉF. C1034	1.907€	1.200€
I Z45L	RÉF. C1064	1.634€	1.200€
I Z25L	RÉF. C1038	1.462€	995€
I Z15L	RÉF. C1039	1.784€	1.100€

Ti-Max nano series

LÉGERS, TÊTE ULTRA MINI, CORPS TRÈS FIN



Equilibre parfait

 **Garantie 36 mois**

- Tête étroite pour une meilleure accessibilité
- Corps plus court en titane et parfaitement équilibré
- Système Clean Head
- Engrenage carbone et diamant pour un plus grande longévité
- Revêtement Duragrip résistant aux abrasions et aux rayures

I nano95LS	RÉF. C1099	1.622€	1.170€
I nano25LS	RÉF. C1100	1.210€	920€
I nano15LS	RÉF. C1101	1.447€	1.100€
I nano65LS PAM	RÉF. H1048	1.388€	970€

OFFRE DUO

2 INSTRUMENTS DE LA GAMME
Ti-Max Z ou nano series
(turbines et contre-angles)



3 ANS DE
GARANTIE

 **2.200€**



TURBINES

S-Max M

PUISSANTES, FIABLES, ERGONOMIQUES



Existe en tête mini M800L

Garantie 24 mois

- Jusqu'à 26 Watts de puissance
- Corps en acier inoxydable, robuste et anticorrosif
- Système Clean Head
- Quadruple spray

Tête standard		Tête mini	
M900L	RÉF. P1254	M800L	RÉF. P1253
M900KL	RÉF. P1258	M800KL	RÉF. P1257
M900SL	RÉF. P1262	M800SL	RÉF. P1261
M900BL	RÉF. P1264	M800BL	RÉF. P1263
M900WL	RÉF. P1266	M800WL	RÉF. P1265

700€
~~1.006€~~

Raccords disponibles : NSK®, Bien-Air®, W&H®, Kavo®, Sirona®.

CONTRE-ANGLES

S-Max M

RÉSISTANTS, FIABLES, FONCTIONNELS



Garantie 24 mois

- Corps en acier inoxydable, robuste et anticorrosif
- Modélisés pour une accessibilité optimale
- Système Clean Head

M95L*	RÉF. C1023	1.119€	700€
M25L*	RÉF. C1024	893€	700€
M15L*	RÉF. C1025	1.006€	700€
M65 PAM	RÉF. H1008	588€	420€

* Existe en version non lumière

OFFRE TRIO

3 INSTRUMENTS DE LA GAMME S-Max M
(turbines et contre-angles)

1.990€



LES INSTRUMENTS STANDARDS

CONTRE-ANGLES ET PIÈCES À MAIN FX SERIES
FONCTIONNELS - ERGONOMIQUES

- Corps en acier inoxydable
- Non lumière
- Sans spray

Garantie 12 mois



1- FX25m	RÉF. C1052	337€	320€
2- FX15m	RÉF. C1053	453€	420€
3- FX75m	RÉF. C1055	522€	480€
4- FX65m PAM	RÉF. H1014	403€	340€

D'autres modèles de contre-angles et pièces à main FX Series sont disponibles.

S-Max Pico Garantie 24 mois



TÊTE ULTRA MINI
POUR UNE VISIBILITÉ
OPTIMALE

- 9 Watts de puissance
- Corps en acier inoxydable, robuste et anticorrosif
- Système Clean Head
- Simple spray
- Fraises à mandrin court



S-MAX PICO
S-MAX PICO KL
S-MAX PICO SL
S-MAX PICO BLEED
S-MAX PICO WLED

RÉF. P1140
RÉF. P1142
RÉF. P1143
RÉF. P1144
RÉF. P1145

820€
1.043€

Raccords disponibles : NSK®, Bien-Air®, W&H®, Kavo®, Sirona®.

X55L Orthodontie



CONTRE-ANGLE
DE STRIPPING

Avantages

- Avec mécanisme de blocage de l'insert

Caractéristiques

- Réducteur 4:1
- Pour insert Eva/Profin
- Mouvement alternatif vertical 1,4mm
- Vitesse max : 10.000 min⁻¹

 Garantie 12 mois

MODÈLE X55L
RÉF. C608

1.205€
1.473€

MODÈLE X55
RÉF. C618

1.025€
1.256€

RACCORDS TURBINES LED Garantie 12 mois

- Valve anti-retour
- Revêtement en titane
- Corps en acier inoxydable
- LED intégrée dans le raccord pour une vision plus nette (32000 Lux / 6500K)



PTL-CL-LED pour NSK

RÉF. P1001600 399€ **280€**



KCL-LED pour Kavo® MULTiflex® LUX

AVEC RÉGLAGE DU DÉBIT D'EAU
RÉF. P1005600 535€ **390€**



SCL-LED pour Sirona®

AVEC RÉGLAGE DU DÉBIT D'EAU
RÉF. P1009600 535€ **390€**

MICROMOTEURS PNEUMATIQUES Garantie 12 mois



S-Max M205 M4

- Non lumière
- Corps en acier inoxydable

RÉF. M1007 834€ **710€**



Ti-Max X205L M4

- Lumière
- Corps en titane

RÉF. M1013 1.021€ **885€**



DynaLED M205LG M4

- Lumière LED à dynamo
- Micro-générateur électrique intégré

RÉF. M1018 1.207€ **990€**

CONSOMMABLES



PANA SPRAY PLUS

Pour turbines, contre-angles
et moteurs pneumatiques.

500ML
RÉF. Z182100 43€ **35€**

6 X 500ML
RÉF. Y900630 224€ **195€**

Le M40 XS

LE MICROMOTEUR À CHARBON QU'IL VOUS FAUT

UN POINT D'ÉQUILIBRE PARFAIT DANS VOTRE MAIN POUR RÉDUIRE VOTRE FATIGUE LORS DES SOINS PROLONGÉS



 **Garantie 12 mois**

M40XS
RÉF. E1135051
840€
1.207€



Fiable - Endurant - Silencieux
La technologie du charbon offre une performance tout en silence pour les opérations de 60 à 40.000 min⁻¹.



Corps en titane
pour une légèreté absolue et revêtement Duracoat résistant aux rayures.



Eclairage LED intégré de 32000 LUX
équivalent à la lumière du jour pour une meilleure visibilité

VOLVERE i7

MOTEUR DE RETOUCHE POUR PROTHÈSE

Avantages

- Confortable et ergonomique
- Système anti-poussière intégré
- Haute précision
- Bruits et vibrations minimes

Caractéristiques

- Boîtier léger (930g) et compact
- Fonction auto-cruise (régulateur de vitesse)
- Couple 4,1 Ncm
- Vitesse de 1000-35000 min⁻¹
- Micromoteur à charbon

Standard AVEC PIÈCE À MAIN VISSÉE

RÉF. Y1002890 1.364€ **1.095€**

Type E AVEC PIÈCE À MAIN VR-EB CLIPPÉE

RÉF. Y1002891 1.364€ **1.095€**

Type E SANS PIÈCE À MAIN

RÉF. Y1003523 1.286€ **1.050€**

 **Garantie 12 mois**



TYPE E



STANDARD



iCare+

AUTOMATE DE NETTOYAGE, DÉSINFECTION
ET LUBRIFICATION DES INSTRUMENTS ROTATIFS

 **Garantie 24 mois**

EN SAVOIR
PLUS:



RAPIDE : 18 minutes pour 4 instruments

SIMPLE À UTILISER



- Mise en rotation des instruments et traitements des tubulaires Air/Eau
- Connexion universelle avec tous les instruments rotatifs
- Livré avec 1 ou 2 adaptateurs turbines selon modèle, huile de maintenance (1 litre), 1 flacon de n.clean et 1 flacon de n.cid



- 2 modèles proposés :
- 2 turbines + 2 contre-angles (C2)
 - 1 turbine + 3 contre-angles (C3)



Sélection des instruments à spray interne ou externe

C2 - RÉF. S102001
C3 - RÉF. S103001

6.695€
~~7.328€~~

ADAPTATEUR iCare+
PTL RÉF. Z1127010
WH RÉF. Z1127012
Bien Air RÉF. Z1127014

146€ **115€**

ADAPTATEUR iCare+
Kavo RÉF. Z1127011
Sirona RÉF. Z1127013

166€ **130€**

CONSOMMABLES POUR ICARE+

NETTOYAGE
n.clean (6x500ml)
RÉF. ACL600
180€ **145€**




DÉSINFECTION
n.cid (6x500ml)
RÉF. ACD600
180€ **145€**




LUBRIFICATION
1L Huile de maintenance
iCare / iCare +
RÉF. Z016130 ~~118€~~ **100€**




OFFRE

PACK CONSOMMABLES



3x6
n.clean



2x6
n.cid



1x
Huile de
maintenance



1.018€

795€ FRAIS DE PORT OFFERTS

CE PACK PERMET DE TRAITER PLUS DE 2000 INSTRUMENTS

iCare

 **Garantie 12 mois**

AUTOMATE
DE LUBRIFICATION

Avantages

- Capacité 4 instruments
- Simple d'utilisation
- Lubrification parfaite avec le volume d'huile adapté (livré avec 1 litre d'huile)
- Grand réservoir pour une plus grande autonomie
- Lubrification de la griffe



MODÈLE C2
(2 TURBINES + 2 CONTRE-ANGLES)
RÉF. C2 Y1002787

2.515€
~~3.443€~~

MODÈLE C3
(1 TURBINE + 3 CONTRE-ANGLES)
RÉF. C3 Y1002788

ADAPTATEUR iCare PTL
ADAPTATEUR iCare Kavo
ADAPTATEUR iCare WH
ADAPTATEUR iCare Bien Air
ADAPTATEUR iCare Sirona

RÉF. Z257010
RÉF. Z257020
RÉF. Z257021
RÉF. Z257022
RÉF. Z257023

115€
~~145€~~

iClave plus

FAITES LE CHOIX DE LA FIABILITÉ POUR VOS STÉRILISATIONS

 **Garantie 36 mois**



AUTOCLAVE 18L DE CLASSE B

Caractéristiques

- Chambre en cuivre pour des cycles plus rapides et une consommation d'énergie réduite.
- Grande capacité de chargement avec un volume de 18 litres
- 8 programmes disponibles dont le cycle Prion

Largeur 445 mm - Hauteur 440 mm
Profondeur 590 mm

Ensemble complet iClave plus
RÉF. Y1003077

6.295€
7.713€



Ergonomique : une grande capacité de chargement : 50% de capacité en plus que les autoclaves classiques.



Rapide et sûr : une chambre en cuivre qui offre une grande conductivité thermique dans l'ensemble de la cuve et donc des cycles plus rapides avec une consommation d'énergie réduite.



Silencieux : un cycle de stérilisation silencieux et rapide pour un fonctionnement optimale de votre chaîne de stérilisation.



OFFRE

POUR L'ACHAT D'UN iClave+ :

1 INSTRUMENT
serie S-Max M*
AU CHOIX
OFFERT



*VALEUR OFFERTE : 700€



OFFRE

POUR L'ACHAT DE 2 iClave+ :

2 INSTRUMENTS
serie S-Max M*
AU CHOIX
OFFERT



*VALEUR OFFERTE : 1.400€

CONSOMMABLES HYGIÈNE & STÉRILISATION

 **Garantie 12 mois**



LECTEUR CODE BARRE
• Lecteur 1D
• Portée lecture étendue
RÉF. MS5145 256€ **200€**



IMPRIMANTE CUSTOM
• Thermique
• Etiquette code-barre
• Livrée avec 4 rouleaux
RÉF. 9900006K 879€ **735€**
**ÉTIQUETTES IMPRIMANTE
10 ROULEAUX**
RÉF. 9900007K 444€ **95€**



PURITY
DÉMINÉRALISATEUR
AUTONOME
POUR ICCLAVE PLUS 18L
RÉF. Z1284001 4.782€ **1.500€**



**THERMO-SOUDEUSE
NEWSEAL 05**
• Résistance auto-réglable
• Dimension scellage : 1 cm
• Porte rouleau : 44 cm
RÉF. Z1279 944€ **805€**

Thermo-soudeuse NSK SEAL **NOUVEAU**

UNE SOUDEUSE À DÉFILEMENT DERNIÈRE GÉNÉRATION POUR VOUS PERMETTRE DE METTRE EN SACHET VOS INSTRUMENTS RAPIDEMENT.

FIABLE - SIMPLE D'UTILISATION - RAPIDE

 **Garantie 24 mois**



- Défilement rotatif / cycle continue
- Vitesse de soudage : 10 mètres par minute
- Régulation de la pression et de la température permettant la prise en charge de tout type de sachet

RÉF. 970010000

2.700€

3.000€



Contrôle facile des paramètres.



Régulation de la pression et de la température.



Surfaces en acier, faciles à nettoyer.

IDÉAL POUR LES CABINETS AVEC DE GRANDES QUANTITÉS D'INSTRUMENTS

OFFRE PACK STÉRILISATION



**Autoclave
iClave +**



**Imprimante
Custom**



**Thermo-soudeuse
NSK SEAL**



**2 INSTRUMENTS
S-Max M
(turbines et contre-angles)**



10.000€

Varios Combi Pro

iPiezo engine®



TROIS SYSTÈMES EN UN : COMBINÉ DÉTARTREUR
ULTRASONIQUE ET AÉROPOLISSEUR SUPRA ET SOUS GINGIVAL

Avantages

- Confort optimal et écran LCD grande taille
- Régulation de la température de l'eau en mode aéropolissage
- Définition automatique des fonctions d'aéropolissage pour les applications supra ou sous-gingivales.
- Livré avec kit prophylaxie (applications supra-gingivales), 3 inserts (G4, G8 et G16), une pièce à main VA2 Lux, une cassette de stérilisation et une pédale de contrôle.
- Kit Perio (Ref. Y1003042) en option



Garantie 12 mois

RÉF. Y1002843

6.441€



Varios2 Lux

PIÈCE À MAIN MULTIFONCTION ULTRASONIQUE

- Fine et légère
- Double éclairage LED
- Moteur iPiezo Engine
- Large gamme d'inserts pour une grande variété d'applications



RÉF. E351050

927€



iCart Prophylaxie

LE CART ADAPTÉ À VOTRE COMBINÉ

Avantages

- Rend votre combiné autonome
- Pas de connexion à l'eau de ville
- Réglable en hauteur et maniable



Autonomie possible grâce à son réservoir d'eau arrière (1.5L)

RÉF. S9095 BW

1.805€



OFFRE PACK

Varios Combi Pro



Une 2^{ème} pièce à main Varios2 Lux



iCart Prophylaxie



6.950€

Varios 970

DÉTARTREUR ULTRASONIQUE



- Boîtier compact avec 2 réservoirs intégrés (400 ml chacun)
- Pièce à main légère
- Technologie iPiezo 3 modes (Général, Endo, Perio)
- Livré avec kit 3 inserts (G4, G8 et G16)

Garantie 12 mois

AVEC LUMIÈRE
RÉF. Y1004161
2.070€
3.230€

SANS LUMIÈRE
RÉF. Y1004160
1.805€
2.789€

Varios2 Lux

PIÈCE À MAIN LUMIÈRE
ULTRASONIQUE



- Compatible VariosCombiPro et Varios Séries
- Légère et compacte

Garantie 12 mois

RÉF. E351050
740€
927€


Ti-Max S970L

DÉTARTREUR PNEUMATIQUE



Avantages

- Adaptable sur raccord turbine
- Nombreux choix d'inserts pour de multiples applications



Visibilité optimale



Anneau de réglage de puissance

Caractéristiques

- Corps en titane
- Revêtement Duracoat
- Double éclairage LED
- Livré avec 3 inserts (S1, S2 et S3)



Garantie 12 mois

LUMIÈRE
S970L RÉF. T1005
S970KL RÉF. T1013
S970SL RÉF. T1015
1.060€
1.323€

NON LUMIÈRE
S970 RÉF. T1020
835€
1.045€



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

CR-10 VARIOS RÉF. Z221076 **40€**
CR-20 POUR S970 RÉF. Z1090 **70€**



Kit Perio

Kit pour traitement parodontal sous-gingival
RÉF. Y1003042
812€
974€

INSERTS POUR DÉTARTRAGE



GUIDE DES INSERTS ULTRASONIQUES :



GUIDE DES INSERTS PNEUMATIQUES :



OFFRE

OFFRE VALABLE SUR L'ENSEMBLE DE NOS INSERTS

4 INSERTS ACHETÉS



2 INSERTS OFFERTS*

* LES 2 INSERTS LES MOINS CHERS

Les Aéropolisseurs

9.000€ D'ACHAT
1 TURBINE Z micro **OFFERTE**

Perio-Mate



AÉROPOLISSEUR POUR
 TRAITEMENT SOUS-GINGIVAL

Garantie 12 mois



Rotation à 360° de la pièce à main



Anneau de contrôle du débit de poudre



Insert à usage unique flexible

Caractéristiques

- Livré avec un flacon de poudre de 160g et 40 embouts jetables

Raccord NSK
 Raccord Kavo
 Raccord Sirona
 Raccord W&H
 Raccord Bien-Air

RÉF. Y1002654
 RÉF. Y1002655
 RÉF. Y1002656
 RÉF. Y1002657
 RÉF. Y1002658

950€
 1.638€

Prophy-Mate neo



AÉROPOLISSEUR POUR
 TRAITEMENT SUPRA-GINGIVAL

Garantie 12 mois



Système à double arrivée d'air



Double rotation à 360°



Connexion simple et rapide

Caractéristiques

- Conception ergonomique
- Buses de remplacement interchangeables
- Livré avec 5 sticks de Flash Pearl et 2 buses (60° et 80°)

Raccord NSK
 Raccord Kavo
 Raccord Sirona
 Raccord W&H
 Raccord Bien-Air

RÉF. Y135029
 RÉF. Y135030
 RÉF. Y135031
 RÉF. Y135032
 RÉF. Y135033

950€
 1.541€



FLASH PEARL (SUPRA-GINGIVAL)
 Poudre à base de calcium (Sans sodium)
 Particules sphériques (54µm)

BOUTEILLE 4x300g
 RÉF. Y900698 445€ **95€**



POUDRE PERIO-MATE (SOUS-GINGIVAL)
 Poudre à base de glycine
 Granulométrie fine (25µm)

2x160g
 RÉF. Y900938 422€ **90€**

INSERT JETABLES
 Usage unique, 40 pièces
 RÉF. Y1002741 409€ **85€**



BUSES STÉRILISABLES

60°
 RÉF. T797012 144€ **110€**

80°
 RÉF. T797013 144€ **110€**



FORMATION CLINIQUE - PARODONTOLOGIE
TRAITER LES PARONDONTITES EN 3 SÉANCES



OBJECTIFS:

Maîtriser le traitement par assainissement progressif et vous permettre d'être autonome dans la prise en charge de vos cas de parodontites. Une méthode qui vous permet de traiter un patient en un mois avec 3 rendez-vous au cabinet.

TARIF : 790€



Dr. CHRISTINE ROMAGNA



Dr. PHILIPPE BIDAULT

VENDREDI 16 JUNI 2023 LYON - Villa Florentine
VENDREDI 20 OCTOBRE 2023 PARIS - Siège NSK

POUR DES RENSEIGNEMENTS OU UNE INSCRIPTION :

Par mail : info@nsk.fr
 Par téléphone : 01.56.79.59.93
 Par internet : en scannant le QR code



La gamme Chirurgie

Fiable, connectée, conviviale

La chirurgie du futur est à votre portée avec NSK.

NSK continue d'innover et d'améliorer votre flux de travail dans les traitements de chirurgie et d'implantologie grâce à des technologies de haute performance. Elles sont aujourd'hui encore améliorées par la possibilité de travailler de manière connectée garantissant ainsi un confort maximal et d'excellents résultats pour le praticien et le patient.

1 CHIRURGIE PRÉ-IMPLANTAIRE **VarioSurg3**

Moteur de PiezoChirurgie ultrasonique



2 IMPLANTOLOGIE **Surgic Pro2**

Moteur de chirurgie avec pédale sans fil



3 MESURE DE L'OSTÉO-INTÉGRATION **Osseo 100+**

Système rapide et non invasif pour mesurer l'ostéo-intégration de vos implants



4 MISE EN CHARGE SÉCURISÉE **iSD900**

Visseuse pour coiffe de cicatrisation et prothèse.



1 CHIRURGIE PRÉ-IMPLANTAIRE VarioSurg3

MOTEUR DE CHIRURGIE ET DE MICROCHIRURGIE ULTRASONIQUE


 Garantie 24 mois



Conception ultrafine pour un potentiel maximal.



Trois modes proposés – Perio, Endo et Surg. Permet d'aller de la découpe osseuse à l'entretien post chirurgie.



Mode Burst
Un effet marteau piqueur capable de découper les tissus les plus durs.

Avantages

- Transmission de puissance efficace assortie d'une production de chaleur minimale
- Découpe stable grâce aux fonctions «Feedback» et «auto-tuning»

Caractéristique

- Technologie iPiezo
- 9 programmes : 5 chirurgie, 2 endodontie, 2 parodontie
- Livré avec 5 lignes d'irrigation, 1 pièce à main ultrasonique, 1 pédale, 1 kit 6 inserts basic H (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11) et une cassette de stérilisation

RÉF. Y1002726

6.850€

8.808€



POUR DÉCOUVRIR TOUTE NOTRE GAMME D'INSERTS POUR CHIRURGIE ULTRASONIQUE, CONSULTEZ NOTRE GUIDE



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE
Chirurgie CR-30 pour VarioSurg 3
RÉF. 10000977 422€ **95€**



OFFRE

OFFRE VALABLE SUR L'ENSEMBLE DE NOS INSERTS

4 INSERTS ACHETÉS



2 INSERTS OFFERTS*

* LES 2 INSERTS LES MOINS CHERS



FORMATION CHIRURGIE PRÉ-IMPLANTAIRE AVEC LA PIEZO CHIRURGIE

Une formation clinique pour tous les praticiens qui souhaitent étendre leur domaine de compétences en chirurgie osseuse pré-implantaire.

OBJECTIFS:

Découvrir l'intérêt de la Piezo chirurgie à travers plusieurs applications cliniques et plus particulièrement celle des comblements sinusiens.

TARIF : 790€



Dr. FRÉDÉRIC GELY



Dr. AFCHINE SAFFARZADEH

VENDREDI 06 OCTOBRE 2023

NICE Hôtel Negresco

**POUR DES RENSEIGNEMENTS
OU UNE INSCRIPTION :**

Par mail : info@nsk.fr

Par téléphone : 01.56.79.59.93

Par internet : en scannant le QR code



2 MOTEUR D'IMPLANTOLOGIE Surgic Pro2

**MANIABILITÉ
SECURITÉ
PÉDALE SANS FIL**

 **Garantie 24 mois**

Le moteur Surgic Pro2 offre une expérience de travail efficace, fiable et confortable. Il est facile d'utilisation et pratique grâce à sa connexion sans fil.



Contenu :

- Moteur avec possibilité de stockage des données
- Micromoteur LED SGL80M à induction
- Contre-angle lumière X-SG20L (Réducteur 20:1)
- Pédale de contrôle sans fil
- Ligne d'irrigation (livrée par 3) et autres accessoires

MODÈLE LUMIÈRE AVEC
CONTRE-ANGLE X-SG20L

RÉF. Y1004195

5.600€
8.012€

MODÈLE NON LUMIÈRE AVEC
AVEC CONTRE-ANGLE SG20

RÉF. Y1004196

4.500€
7.555€

OFFRE PACK SÉRÉNITÉ

MOTEUR **Surgic Pro2**
Lumière



UN 2^{ÈME} CORDON
MICROMOTEUR



6.950€

ET UN INSTRUMENT SUPPLÉMENTAIRE OFFERT*

*Au choix parmi contre-angle rouge X-SG93L ou contre-angle vert X-SG20L ou pièce à main X-SG65L

3 MESURE DE L'OSTÉO-INTÉGRATION Osseo 100+

 **Garantie 12 mois**

INTUITIF - NON INVASIF - RAPIDE

- Offre une mesure claire et précise du degré d'ostéo-intégration de l'implant
- Améliore le taux de réussite pour les protocoles impliquant des durées courtes de traitements ou chez les patients à risque
- Connexion sans fil avec le Surgic Pro2
- Gestion des données sans fil : l'ISQ mesurée peut être partagée et traitée sur des tablettes via le Surgic Pro2.



**INCLUS 3
MultiTegs**

Osseo 100 - RÉF. Y1004175
Osseo 100+ - RÉF. Y1004176

2.295€
2.921€

AVEC L'ACHAT D'UN MOTEUR
D'IMPLANT (Surgic Pro ou Surgic Pro2)

1.900€



1. Fixer le MultiTeg à l'implant



2. Diriger l'embout de l'Osseo 100 vers l'aimant de la partie supérieure



3. Une valeur ISQ est affichée à l'écran. Elle reflète le niveau de stabilité sur l'échelle ISQ de 1 à 99.

MulTipeg™ RÉUTILISABLES

Les MultiTegs sont vendus séparément et sont à commander selon la référence de vos implants. Plus de 60 références disponibles.

STÉRILISABLES
JUSQU'À 20 FOIS



MulTipeg™
RÉF. 55012

49€
51€

LISTE COMPLÈTE
DES MULTITEGS
DISPONIBLES :



4 MISE EN CHARGE SÉCURISÉE iSD900

VISSEUSE-DÉVISSEUSE DYNAMOMÉTRIQUE SANS FIL

Caractéristiques

- Compatible avec la majorité des systèmes d'implants
- Levier ergonomique
- Ecran LCD

 **Garantie 12 mois**

RÉF. Y1001358

1.285€

1.973€



Surgic Pro

MOTEUR D'IMPLANTOLOGIE ET DE MICROCHIRURGIE

 **Garantie 24 mois**



- Puissance de 80 Ncm
- 8 programmes de 8 plages
- Pédale multifonctions à variation
- Eclairage LED
- Livré avec 5 lignes d'irrigation

**MODÈLE LUMIÈRE AVEC
CONTRE-ANGLE X-SG20L**
RÉF. Y1003586

5.000€
7.153€

**MODÈLE NON LUMIÈRE AVEC
CONTRE-ANGLE SG20**
RÉF. Y1003587

3.700€
5.994€

OFFRE

POUR L'ACHAT
D'UN **Surgic Pro**
UN INSTRUMENT
OFFERT*



**1 contre-angle rouge
X-SG93L**
RÉF. C1004
VALEUR OFFERTE
1.413€

ou



**1 contre-angle vert
X-SG20L**
RÉF. C1003
VALEUR OFFERTE
1.413€

ou



**1 pièce à main
X-SG65L**
RÉF. H1009
VALEUR OFFERTE
1.157€

* INSTRUMENT LUMIÈRE SI ACHAT D'UN MOTEUR MODÈLE LUMIÈRE

Surgic Pro2



VarioSurg3



iCart Duo



DEUX MOTEURS CONTRÔLÉS PAR UNE SEULE PÉDALE

La fonction Link, via le module sans fil, permet un fonctionnement coordonné entre le moteur d'implantologie SurgicPro2 et le moteur de chirurgie ultrasonique VarioSurg3 par l'utilisation d'une pédale unique.



Moteur de microchirurgie ultrasonique
VarioSurg3



Moteur d'implantologie
Surgic Pro2



Module de connexion Bluetooth
RÉF. Z1402001



iCart Duo Chirurgie
RÉF. S9090

RÉF. 2cartcomp2

12.350€

17.965€

CONSOMMABLES / ACCESSOIRES

ASTUCE



PENSEZ À METTRE LE CAPUCHON DE PROTECTION SUR VOTRE MICROMOTEUR LORS DE LA STÉRILISATION.



LIGNES D'IRRIGATION

Lot de 5 unités

RÉF. Y900113 50€ **42,50€**



CORDON ET MICROMOTEUR SGL70M (Surgic Pro)

Lumière
RÉF. E1023 2.663€ **2.100€**

Non lumière
RÉF. E1025 1.853€ **1.465€**



CORDON ET MICROMOTEUR SGL80M (Surgic Pro2)

Lumière
RÉF. Y1004211 2.636€ **2.320€**

Non lumière
RÉF. Y1004212 1.781€ **1.570€**

CONTRE-ANGLES DE CHIRURGIE PRÉ-IMPLANTAIRE MULTIPLICATEUR 1:3

Lumière

Garantie 12 mois



X-SG93L*
TRIPLE SPRAY

RÉF. C1004
1.130€
1.413€



Z-SG45L*
TÊTE ORIENTÉE

RÉF. C1107
1.220€
1.651€



CONTRE-ANGLES DE CHIRURGIE IMPLANTAIRE RÉDUCTEUR 20:1

Garantie 12 mois



X-SG20L
DOUBLE IRRIGATION

RÉF. C1003
1.130€
1.413€



X-DSG20L*
DÉMONTABLE

RÉF. C1068
1.240€
1.584€



SGMS-ER20i
BUTÉE DE PROFONDEUR

RÉF. Y110147
760€
953€



SG20
NON LUMIÈRE

RÉF. C1010
830€
1.016€

PIECES À MAIN DE CHIRURGIE RAPPORT 1:1

Garantie 12 mois



X-SG45L*
LUMIÈRE

*Existe en version non lumière

RÉF. H1009
940€
1.157€



SGX-E20R
POUR ZYGOMATIQUES

RÉF. HA1200
930€
1.115€



SGS-ES
AVEC BAGUE D'IRRIGATION INCLUSE

RÉF. H264
590€
733€



SGA-ES
ANGULÉE AVEC BAGUE D'IRRIGATION INCLUSE

RÉF. H263
830€
1.016€

Cabinet dentaire mobile

VIVA ace

Garantie 24 mois

VALISE TOUT-EN-UN
LÉGÈRE (8.6KG), COMPACTE
ULTRAFONCTIONNELLE

- Installation facile et ajustable (4 niveaux de position pour soins prodigués assis ou debout)
- Micromoteur à induction NLX-Plus (mode endo) avec lumière LED
- 2 pédales pour un travail seul ou à deux
- Seringue 3 en 1 (eau, air et spray)
- Détartreur ultrasonique Varios170 avec lumière LED
- Aspiration et compresseur intégré



Panneau de commande complet et intuitif

RÉF. Y1003773

11.300€*
12.264€


* Livré sans contre-angle





Largeur 46,2 cm - Hauteur 28,4 cm
Profondeur 29,8 cm

L'équipe NSK

PARIS



DOM-TOM



Alexis Rousseaux

RÉGION NORD

06 30 66 91 69

alexis.rousseau@nsk.fr



Georges Hindy

**RÉGION NORD-EST
ET ANTILLES**

06 33 36 63 50

georges.hindy@nsk.fr



Mickaël Domenichini

RÉGION NORD-OUEST

06 87 07 16 75

mickael.domenichini@nsk.fr



Luisa Da Silva Poullos

RÉGION RHÔNE-ALPES

06 70 64 60 50

luisa.dasilva@nsk.fr



Marie-Laure Ravet

**RÉGION SUD-OUEST
ET DOM-TOM**

06 32 40 84 92

marielaure.ravet@nsk.fr



Jérôme Vagnetti

RÉGION SUD-EST

06 30 18 86 03

j.vagnetti@nsk.fr



Frédéric Boeuf

RÉGION ÎLE DE FRANCE

06 86 33 06 94

frederic.boeuf@nsk.fr



Justine Delécluse

RÉGION SUD

07 86 56 31 34

j.delecluse@nsk.fr

RETROUVEZ TOUS LES DISTRIBUTEURS AGRÉÉS
EN SCANNANT LE QR CODE :




OFFREZ UN INTÉRIEUR TOUT NEUF À VOS INSTRUMENTS

FAIRE LE CHOIX DE RÉPARER VOS INSTRUMENTS ROTATIFS,
C'EST MALIN, ÉCONOMIQUE ET ÉCO-RESPONSABLE.

A l'ère de l'urgence écologique, faire réparer son matériel c'est œuvrer pour la planète et limiter les déchets. Pour aller dans ce sens, NSK a mis en place des forfaits fixes de réparation à prix abordables.

Un tarif fixe quelque soit la réparation à effectuer. Pour chaque réparation, nous changeons systématiquement les joints d'étanchéité, les rotors et/ou la chaîne cinématique.



RESTEZ INFORMÉS, RESTEZ **CONNECTÉS** !
RETROUVEZ NOUS SUR :



@nsk_france



@nsk-france



@nskfrance



@nskfrance



NSK FRANCE SAS www.nsk.fr

32 rue de Lisbonne - 75008 Paris France - Numéro azur : 0808 809 151 - F. +33 (0)1 56 79 59 81 - info@nsk.fr